

Příloha č. 1 – technická specifikace

Polohovací pečovatelské lůžko elektrické

- Pečovatelské lůžko dle EU 2017/745
- Čtyřdílná ložná plocha tvořena kovovými lamely o šířce min 90 mm
- Vnější šířka konstrukce lůžka max. 105 cm (tolerance +- 3 cm)
- Rozsah nastavení výšky roštu 26-81 cm (tolerance +- 3 cm)
- Autoregrese, poodstoupení zádového dílu minimálně o 13 cm
- 4 kolečka o průměru 100 mm jednotlivě brzděná
- 4 ks teleskopicky výsuvné postranice se síťovou výplní
- Možnost vyměnit postranice za zaslepovací panel bez použití nářadí
- Možnost uživatelské volby a konfigurace počtu a umístění postranic a zaslepovacích panelů na lůžku, a to bez použití nářadí
- Postranice i panely uživatelsky demontovatelné bez nutnosti použití nářadí
- Možnost zajištění/aretace postranic v libovolné poloze – výšce
- Výplň postranic v provedení z průhledné, snadno omyvatelné a vyjímatelné sítě z pevného materiálu, v celém ploše jednotlivé postranice, nehledě na výšku vysunutí. Prostor sítě bez horizontálního předělu.
- Postranice ve spuštěném stavu nesmí nijak zasahovat pod spodní hranu roštu lůžka

Polohovací pečovatelské lůžko nízké

- Pečovatelské lůžko splňuje všechny normy podle MDR 2017/745.
- Podvozek s pantografem, 4 elektromotory.
- Vnější šířka konstrukce lůžka 105 cm x 210 (v neprodlouženém stavu). (tolerance +/- 3 cm)
- Šířka ložné plochy 90 cm. (tolerance +/- 3 cm)
- Bezpečná pracovní zátěž max. 225 kg. (tolerance +/- 5 kg)
- Autoregrese – poodstoupení zádového dílu minimálně o 12,5 cm.
- Brzdový systém – brždění samostatných náprav – 2+2.
- Výška ložné plochy min. 15-80 cm. (tolerance +/- 3 cm)
- 5 přednastavených poloh, které jsou ovládány pouze jedním tlačítkem:
- Integrované prodloužení lůžka min. o 20 cm s rychloupínáním (bez použití nářadí), s integrovaným roštem bez nutnosti vkládání dalšího příslušenství.
- 4 ks teleskopicky výsuvné postranice, v poměru 50/50, bez jakéhokoliv středového sloupku a příčného předělu.
- Výplň postranic v provedení z průhledné, snadno omyvatelné a vyjímatelné sítě z pevného materiálu, v celé ploše jednotlivé postranice, nehledě na výšku vysunutí.
- Sítka je pevnou součástí postranice. V případě výškového nastavení postranice se síťka navíjí do mechanismu, který je součástí postranice.
- Z důvodu prevence zranění končetin je vyžadována postranice, jejíž vnitřní prostor je celkově zakrytý sítkou a není rozdělen žádnou pevnou částí.
- Výplň postranice je možné uživatelsky vyjmout a vyprat v pračce.
- Postranice uživatelsky demontovatelné bez nutnosti použití nářadí.

Aktivní antidekubitní matrace

- Antidekubitní matrace s automatickou řídicí jednotkou bez nutnosti zadání váhy a polohy klienta
- Jedná se o ZP ve shodě s MDR 2017/745
- Pro prevenci a léčbu dekubitů 4. stupně dle EPUAP
- Nosnost minimálně 210 kg
- Maximální výška matrace 17 cm
- Možnost nastavení alespoň 3 režimů
 - Alternující střídavě nízký tlak – režim automaticky upravující hladinu tlaku ve válcích pro zlepšení terapeutického efektu a zvýšení komfortu na základě senzory naměřených dat v konkrétním okamžiku.
 - Režim kontinuálně nízkého tlaku CLP ve všech válcích
 - Pečovatelský režim – maximálně nafouknuté všechny válce
- Automatické nastavení režimu pro polohu klienta v sedě – bez nutnosti nastavení funkce pomocí tlačítka personálem
- Transportní režim s udržením tlaku matrace bez napájení po dobu min. 12 hodin v režimu CLP